

Transport-Swab | Colección de muestra



El Transport Swab es el dispositivo de muestreo ideal para clientes que buscan un dispositivo ambiental para la recogida de muestras que contienen más de 1 ml de diluyente precargado. El dispositivo está disponible en volúmenes de 4 ml y 10 ml. Las botellas precargadas vienen esterilizadas y con un amplio espacio de cabeza para la muestra adicional que se añade. La punta del hisopo de Rayón se sienta en el caldo, lo que permite a los organismos liberarse del botón del hisopo. El Transport Swab hace la recogida de muestras eficiente y fácil. Se recogen las muestras frotando el hisopo sobre la superficie, se cierra la tapa y el líquido está listo para ser transferido algún medio de su elección.




Encuentre documentos de apoyo, videos instructivos y más en www.hygiene.com

Beneficios:

- Listo para usarse y conveniente
- Sistema de recogida de muestras todo-en-uno
- Más caldo para muestras de gran volumen
- Perfecto para placas o cintas para medios secos
- Caldos disponibles: letheen y agua de peptona tamponada
- Vida útil de 18 meses a temperaturas de refrigeración (2-8 ° C)

Procedimiento para Transport Swab:



No. de Catálogo	Descripción	Cantidad
HTS-4	Letheen 4 ml	100
HTS-10	Letheen 10 ml	100
HTS-10BPW	Buffered Peptone Water (Agua peptona tamponada) 10 ml	100